

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/reinigingsconcentraat-em-70-p-50.html>



Reinigingsconcentraat EM 70

Incl. BTW	49.00 €
Excl. BTW	40.50 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10067

Product omschrijving

Reinigingsconcentraat EM 70

EM-70 verwijdert eenvoudig onzuiverheden uit kunstgebitten en orthodontische apparatuur. Het is ook geschikt voor het reinigen van roestvrij staal, edelmetalen, porselein, glazen componenten en voor het verwijderen van gips en cementresten van het oppervlak van gereinigde artikelen.

Een fles bevat 500 ml. vloeistof. Het concentraat moet worden verdund in water in een hoeveelheid tussen 1-3% van het volume water en gedurende 3-10 minuten worden gereinigd, afhankelijk van de mate van vervuiling van de gereinigde artikelen.

Inhoud: **500 ml.**